

# REMONT POMIESZCZEŃ PO BYŁEJ STOŁÓWCE NA POMIESZCZENIA ODDZIAŁU NEFROLOGII I STACJI DIALIZ

- LEGENDA**
- panel przyłóżkowy
  - FAP300 z STK11 - moduł manipulatora z manipulatorem kontaktowym
  - 2020US-507
  - FEH001
  - FEH002
  - FAP3002
  - FAP2001
  - przycisk zwiny / mechanizm
  - kasownik 1 obwodowy
  - kasownik 2 obwodowy
  - przycisk pociagowy
  - przycisk z lampką
  - numerator 6 kawatowy
  - sygnalizator alarmu
  - burzdek
  - lampka czerwona z burzkiem
  - lampka sygnalizacyjna żółta

numerator 6 kawatowy  
sygnalizator alarmu  
burzdek  
lampka czerwona z burzkiem  
lampka sygnalizacyjna żółta  
kabel YNTKSY 3x2x0,5

**ZESTAWIENIE POWIERZCHNI**

№	Nazwa	Przebieg	Przebieg
1	POWIETRZNIKA	TERAKET	15,20 m <sup>2</sup>
2	BIAŁA CHRYTYCH	TERAKET	16,48 m <sup>2</sup>
3	BIAŁA CHRYTYCH	TERAKET	16,48 m <sup>2</sup>
4	BIAŁA CHRYTYCH	TERAKET	16,48 m <sup>2</sup>
5	ŁAZIENKA	TERAKETA	5,21 m <sup>2</sup>
6	ŁAZIENKA	TERAKETA	5,21 m <sup>2</sup>
7	REPARATYWA	TERAKET	1,24 m <sup>2</sup>
8	ŁAZIENKA	TERAKETA	5,21 m <sup>2</sup>
9	ŁAZIENKA	TERAKETA	5,21 m <sup>2</sup>
10	ŁAZIENKA	TERAKETA	5,21 m <sup>2</sup>
11	POGOTOWANIE	TERAKET	24,84 m <sup>2</sup>
12	ŁAZIENKA	TERAKETA	5,21 m <sup>2</sup>
13	WC KAMISZAJE	TERAKETA	5,21 m <sup>2</sup>
14	KONTRYNIAJĄCA WĘTŁ	TERAKET	20,20 m <sup>2</sup>
15	ŁAZIENKA	TERAKETA	7,14 m <sup>2</sup>
16	ŁAZIENKA	TERAKETA	7,14 m <sup>2</sup>
17	ŁAZIENKA	TERAKETA	7,14 m <sup>2</sup>
18	ŁAZIENKA	TERAKETA	7,14 m <sup>2</sup>
19	ŁAZIENKA	TERAKETA	7,14 m <sup>2</sup>
20	ŁAZIENKA	TERAKETA	7,14 m <sup>2</sup>
21	ŁAZIENKA	TERAKETA	7,14 m <sup>2</sup>
22	ŁAZIENKA	TERAKETA	7,14 m <sup>2</sup>
23	ŁAZIENKA	TERAKETA	7,14 m <sup>2</sup>
24	ŁAZIENKA	TERAKETA	7,14 m <sup>2</sup>
25	ŁAZIENKA	TERAKETA	7,14 m <sup>2</sup>
26	ŁAZIENKA	TERAKETA	7,14 m <sup>2</sup>
27	ŁAZIENKA	TERAKETA	7,14 m <sup>2</sup>
28	ŁAZIENKA	TERAKETA	7,14 m <sup>2</sup>
29	ŁAZIENKA	TERAKETA	7,14 m <sup>2</sup>
30	ŁAZIENKA	TERAKETA	7,14 m <sup>2</sup>
31	ŁAZIENKA	TERAKETA	7,14 m <sup>2</sup>
32	ŁAZIENKA	TERAKETA	7,14 m <sup>2</sup>
33	ŁAZIENKA	TERAKETA	7,14 m <sup>2</sup>
34	ŁAZIENKA	TERAKETA	7,14 m <sup>2</sup>
35	ŁAZIENKA	TERAKETA	7,14 m <sup>2</sup>
36	ŁAZIENKA	TERAKETA	7,14 m <sup>2</sup>
37	ŁAZIENKA	TERAKETA	7,14 m <sup>2</sup>
38	ŁAZIENKA	TERAKETA	7,14 m <sup>2</sup>
39	ŁAZIENKA	TERAKETA	7,14 m <sup>2</sup>
40	ŁAZIENKA	TERAKETA	7,14 m <sup>2</sup>
41	ŁAZIENKA	TERAKETA	7,14 m <sup>2</sup>
42	ŁAZIENKA	TERAKETA	7,14 m <sup>2</sup>
43	ŁAZIENKA	TERAKETA	7,14 m <sup>2</sup>
44	ŁAZIENKA	TERAKETA	7,14 m <sup>2</sup>
RAZEM:			344,39 m <sup>2</sup>

**UWAGI DODATKOWE**

- Przewody nieoznaczone - 0,5 mm<sup>2</sup>.
- Montaż w puszkach 60mm z wkrętami
- Rezystor 1kOhm w zestawie z kasownikiem.
- Nie zmieniać L1 z L2.
- Zworki w kasowniku usunąć
- Zworki w FAP, ustawić w poz.B
- Manipulator ze stykiem ZMIERNYM

